

## EXEMPLE D'ÉTIQUETTE A APPOSER SUR LE DAE

---


Vous trouverez ci-dessous un modèle d'étiquette qui peut être apposé sur le DAE ou sur son boîtier pour qu'y figurent un certain nombre d'informations permettant de mieux le gérer.

Cette étiquette permet de :

- donner les indications nécessaires à toute personne qui constate un dysfonctionnement du DAE
- d'avoir les informations essentielles en cas d'action de sécurité du fabricant.

Ce modèle d'étiquette pourra être enrichi par toute information que vous jugeriez nécessaire afin de mieux gérer votre équipement.

### Modèle d'étiquette

<b><u>Étiquette à coller sur votre défibrillateur automatisé externe (DAE)</u></b>	
<b>Nom du modèle</b>	: .....
<b>Fabricant</b>	: .....
<b>Numéro de série de l'appareil</b>	: .....
<b>Version du logiciel de l'appareil</b>	: .....
<b>Date de la prochaine maintenance prévue</b>	: .....
<b>Electrodes de défibrillation à remplacer le</b>	: .....
<b>Date de remplacement prévue de la batterie</b>	: .....
 <b>Dans le cas où vous observeriez un quelconque dysfonctionnement de l'appareil (alarme sonore, etc.), veuillez contacter rapidement le responsable du suivi de l'appareil.</b>	
<b>Coordonnées du responsable du suivi de l'appareil (nom + téléphone) :</b> .....	
<b>Coordonnées de la société responsable du SAV (nom + téléphone) :</b> .....	